

PORTUGUÊS

DEDEIRAS AJUSTÁVEIS com Epithelium 26®

INDICAÇÕES

Para prevenir e aliviar as dores da ponta e da parte superior dos dedos do pé ou da mão.

CONTRA-INDICAÇÕES

- Não utilizar sobre uma lesão cutânea.
- No caso de pessoas que sofram de arterite, diabetes, polinevrite, neuropatia dos membros inferiores ou úlceras varicosas: Nunca utilize o produto sobre uma ferida, vigie o pé durante a utilização e, em caso de dúvida, peça conselho ao seu médico ou podologista.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

- Recortar as abas consoante o comprimento desejado.
- Nunca recortar ao nível da costura.
- Posicionar a dedeira ajustável no dedo do pé.
- Retirar a dedeira ajustável todas as noites de modo a evitar os riscos de maceração.

FUNCIONALIDADES

- As 2 abas permitem uma colocação fácil e um recorte adaptado à zona a proteger.
- Pouco espessa, a dedeira não estorva de modo algum dentro do calçado, permanecendo no lugar e apresentando uma grande resistência ao desgaste graças ao forro em tecido na extremidade.

CONSERVAÇÃO

- Lavar antes da primeira utilização. Laváveis à máquina a 30°C, dentro da rede de lavagem incluída ou à mão sem esfregar.
- Deixar secar naturalmente. Não passar a ferro.

COMPOSIÇÃO: 75% silicone, 25% de tecido em poliamida/elastano.

Os materiais foram submetidos a todos os ensaios previstos e impostos pela ISO 10 993-1 relativa aos produtos que entram em contacto com a pele. Se ocorrer algum incidente com a utilização do produto deverá interromper imediatamente a sua utilização e informar a empresa MILLET Innovation.

A empresa "MILLET Innovation", não pode ser responsabilizada no caso de utilização que não esteja em conformidade com as recomendações do fabricante. El idioma de referencia es el francés. Marcado CE inicial: 2001.

Lavável à máquina a 30°C.

Não passar a ferro nem a vapor.

Não limpar a seco.

Não usar cloro.

Não secar à máquina.

Ver embalagem.

Lavable a máquina a 30°C.

No planchar, ni siquiera a vapor.

No lavar en seco.

No usar lejía.

No secar en secadora.

Ver embalaje.

ESPAÑOL

DEDILES AJUSTABLES con Epithelium 26®

INDICACIONES

Los dediles ajustables están diseñados para proteger y aliviar la parte superior y la extremidad de los dedos del pie: callos pulpaes, callos subungulares, callos dorsales, uñas encarnadas...

CONTRAINDICACIONES

- No lleve sobre una lesión cutánea.
- En el caso de personas enfermas de arteritis, diabetes, polineuritis, neuropatía de los miembros inferiores o úlceras varicosas: no aplicarlo nunca sobre una herida, vigilar el pie durante el uso y en todos los casos pedir consejo al médico o al podólogo.

PRECAUCIONES DE USO

- Cortar las aletas con la longitud deseada.
- No cortar nunca a nivel de la costura.
- Colocar el dedil ajustable en el dedo del pie.
- Retirar el dedil ajustable todas las noches para evitar riesgos de maceración.

FUNCIONES

- El dedil ajustable no está cosido en toda la longitud y presenta, por lo tanto, dos aletas en su extremo que : Permiten una colocación sencilla en el dedo del pie. Pueden recortarse para adaptar la longitud del dedil al dedo que se desea proteger.
- Epithelium 26® está directamente en contacto con la piel a nivel de las aletas, para una sujeción eficaz en el dedo. Se ha introducido entre dos capas de tela, en la extremidad del dedil, para mayor resistencia al desgaste.

MANTENIMIENTO

- Lavar antes del primer uso. Lavar a máquina a 30°C o a mano sin frotar.
- Dejar secar al aire. No planchar.

COMPOSICIÓN: 75% de silicona, 25% de tejido de poliamida/elastano.

Los materiales de la rodillera se han sometido a todas las pruebas reglamentarias impuestas por la norma ISO 10 993-1, relativa a los productos que entran en contacto con la piel. Si a pesar de ello sufre alguna molestia, deje de usar el producto inmediatamente y póngase en contacto con MILLET Innovation.

MILLET Innovation no asumirá ninguna responsabilidad en caso de un uso del producto no conforme a las recomendaciones del fabricante. O français é o idioma de referência. Marcação CE inicial: 2001.

Kan vaskes i maskine ved 30°C.

Tåler ikke stryknig eller damp.

Tåler ikke kemisk rensning.

Kan maskintvättas i 30°C.

Tåler ikke klorblegning.

Tåler ikke tørretumbler.

Se emballagen.

Får inte strykas eller ångas.

Får inte kemtvättas.

Ei silitystä tai höyryä.

Ei kuivapesua.

Ei koneellista kuivausta.

Katso pakkausta.

DANSK

REGULERBAR/TÅFORBINDIN med Epithelium 26®

INDIKATIONER

Disse regulerbare forbindingene er beregnet på å verne og lindre oversiden og tuppen av tærne, for eksempel ved tilfeller av liktorn på tåens bløtvev, liktorn i bløtvevet på siden av neglesengen, liktorn på oversiden av tåen, inngrodd negl...

KONTRAINDIKATIONER

- Må ikke bruges i tilfælde af hudlæsioner.
- Personer som lider av artritt, diabetes, polynevritt, nevropati av underlemmer eller varikøse sår: dette produktet skal aldri brukes på tær med sår, hold regelmessig øye med foten under bruk av forbindingen, og rådfør deg med lege eller fotterapeut.

FORSIGTIGHEDSREGLER

- Klipp til vingene slik at de får ønsket lengde.
- Klipp aldri ved sømmen.
- Anbring den regulerbare forbindingen på tåen.
- Forbindingen skal fjernes hver kveld for å sørge for at tåen får luft.

FUNKTIONSEVNE

- Den regulerbare tåforbindingen har ikke søm over hele lengden. Den har derfor to vinger på enden, noe som gjør : At den er lett å plassere på tåen. At den kan klippes til slik at lengden kan tilpasses den tåen som skal beskyttes.
- Den er i direkte kontakt med huden ved vingene slik at beskyttelsen holdes effektivt fast mot tåen. Den er lagt inn mellom 2 stofflag i «enden» av beskyttelsen, noe gjør forbindingen mer solid.

VEDLIGEHOLDELSE

- Vask før første anvendelse. Maskinvask ved 30°C eller håndvask uten å gni.
- Lufttørkes. Skal ikke strykes.

SAMMENSÆTNING: 75% silikon, 25% stof i polyamid/elastan.

Materialerne har været genstand for alle påkrævede, lovbestemte tests ifølge standarden ISO 10 993-1 om produkter, som er i kontakt med huden. Hvis der trods indtræffe en hændelse, stands straks brugen af produktet og underret MILLET Innovation herom.

MILLET Innovation kan ikke drages til ansvar for en brug, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger. Referencesproget er fransk. Oprindelig CE-mærkning: 2001.

Kan vaskes i maskine ved 30°C.

Tåler ikke stryknig eller damp.

Tåler ikke kemisk rensning.

Kan maskintvättas i 30°C.

Tåler ikke klorblegning.

Tåler ikke tørretumbler.

Se emballagen.

Får inte strykas eller ångas.

Får inte kemtvättas.

Ei silitystä tai höyryä.

Ei kuivapesua.

Ei koneellista kuivausta.

Katso pakkausta.

SVENSKA

ANPASSNINGBARA TÅHÅTTOR med Epithelium 26®

ANVISNINGAR

De anpassningsbara tåhåttorna är gjorda för att skydda och avlasta tårnas ovansida och tåspetsen: liktornar på tåns pulpa, liktornar under nageln, liktornar på ovansidan, nageltrång...

VARNINGSTEXT

- Får inte användas på skadad hud.
- I de fall personen lider av arterit, diabetes, polyneurit eller neuropati i benen, eller av sår i samband med åderbrock: använd aldrig produkten på ett sår, håll foten under uppsikt vid användning och rådfråga under alla omständigheter läkare eller fotspecialist.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Klipp flikarna i önskad längd.
- Klipp aldrig i höjd med sömmen.
- Placera den anpassningsbara tåhättan på tån.
- Tag av det anpassningsbara täskyddet varje kväll för att undvika risk för uppblötning.

FUNKTIONER

- Den anpassningsbara tåhättan är inte sydd längs hela sin längd. Därför har den 2 flikar längst ut som: Gör det lätt att placera den på tån. Kan klippas av för att anpassa tåhättans längd till den tå som ska skyddas.
- Det ligger i direkt kontakt med huden vid flikarna för att ge tån ett effektivt stöd. 2 lager tyg har stuckits in i tåhättans "ände" för att den ska stå emot slitage bättre.

UNDERHÅLL

- Bör tvättas innan den första användningen. Kan tvättas i maskin vid 30°C eller för hand utan att gnugga.
- Låt självtorka. Ska inte strykas.

SAMMANSÄTTNING: 75% silikon, 25% polyamid-/elastanväv.

Materialen har genomgått alla tester som krävs i standarden ISO 10 993-1 för produkter som kommer i kontakt med huden. Om ett problem ändå skulle uppstå, bör du genast sluta använda produkten och underrätta företaget MILLET Innovation.

Företaget MILLET Innovation kan inte ställas till svars om tillverkarens användningsråd inte följs. Referensspråk är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2001.

Kan maskintvättas i 30°C.

Får inte strykas eller ångas.

Tåler inte kemisk rensning.

Kan maskintvättas i 30°C.

Tåler inte klorblegning.

Tåler inte torktumlning.

Se förpackningen.

Konepesu 30°C.

Ei silitystä tai höyryä.

Ei kuivapesua.

Ei koneellista kuivausta.

Katso pakkausta.

SUOMALAINEN

LEIKATTAVA VARVASSUOJA Epithelium 26®

KÄYTTÖTARKOITUS

Leikattavat varvassuojat on tarkoitettu varpaiden päälliosan ja kärjen suojaukseen ja kipujen lievittämiseen : liikavarpaisiin, kynnen alla tai varpaiden päällä oleviin liikavarpaisiin, sisäänkasvaneisiin kynsiin...

VASTA-AIHEET

- Älä käytä haavaisella tai vahingoittuneella iholla.
- Valtimotulehdus, diabetes, polyneuriitti, alaraajojen hermo-sairaus tai säärihaava tapauksissa: älä koskaan aseta tuotetta haavan päälle, tarkkaile jalkaa käytön aikana ja kysy aina neuvoa lääkäriltäsi tai jalkasairauksien hoitoon erikoistuneelta lääkäriltä.

VAROTOIMENPITEET

- Leikkaa kielekkeet haluttuun pituuteen.
- Älä koskaan leikkaa ompeleen kohdasta.
- Aseta leikattava suojus varpaaseen.
- Poista suojus joka ilta välttääksesi hautumista.

TOIMINTA

- Leikattavaa varvassuojaa ei ole ommeltu kauttaaltaan. Sen vuoksi sen päässä on 2 kielekettä jotka : Mahdollistavat helpon asetuksen varpaaseen. Voidaan leikata kätevästi ja säätää varpaan suojattavan kohdan pituiseksi.
- Se on kielekkeiden kohdalla suorassa kosketuksessa ihoon ja pysyy näin tehokkaasti varpaan päällä. Paremmen kulutuskeston takia, se on sijoitettu suojan päässä kahden kankaan väliin.

HOITO

- Pestävä ennen käyttöönottoa. Voidaan pestä koneessa 30°C:ssa tai käsin (ei saa hangata).
- Anna kuivua vapaasti. Ei saa silitää.

KOOSTUMUS: 75% silikonია, 25% polyamidi-/elastanikangasta.

Tuote on käynyt läpi kaikki testit normin ISO 10 993-1 mukaan, joka koskee tuotteita, jotka ovat suorassa ihokontaktissa. Jos tästä huolimatta ongelmia, käyttö on syytä lopettaa heti ja asiasta on ilmoitettava MILLET Innovation - yhtiölle.

MILLET Innovation ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden laiminlyönnistä. Ranskan on viiltuus kieli. Alkuperäinen CE-merkintä: 2001.

Konepesu 30°C.

Ei silitystä tai höyryä.

Ei kuivapesua.

Ei koneellista kuivausta.

Katso pakkausta.

Lavable en machine à 30°C.

Pas de repassage, ni de vapeur.

Pas de nettoyage à sec.

Pas de chlorage.

Pas de séchage en machine.

Voir emballage.

FRANÇAIS

DOIGTIERS AJUSTABLES à l'Epithelium 26®

INDICATIONS

Pour prévenir et soulager les douleurs de l'extrémité et du dessus des orteils ou des doigts.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.
- Cas des personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polynévrite, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères variqueux : ne jamais utiliser le produit sur une plaie, surveiller le pied pendant l'utilisation et dans tous les cas demander conseil à votre médecin ou podologue.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Découper les ailettes à la longueur désirée.
- Ne jamais découper au niveau de la couture.
- Positionner le doigtier ajustable sur l'orteil.
- Enlever tous les soirs le doigtier ajustable pour éviter les risques de macération.

FUNCTIONNALITÉS

- Les 2 ailettes permettent une mise en place aisée et une découpe adaptée à la zone à protéger.
- De faible épaisseur, le doigtier ne provoque aucune gêne dans les chaussures, tient bien en place et présente une grande résistance à l'usure grâce au doublage tissu sur son extrémité.

ENTRETIEN

- Laver avant la 1^{ère} utilisation. Lavables en machine à 30°C dans le filet de lavage fourni ou à la main sans frotter.
- Laisser sécher naturellement. Ne pas repasser.

COMPOSITION : 75 % silicone, 25 % tissu polyamide/élasthanne.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10 993-1 concernant les produits venant en contact avec la peau. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2001.

Lavable à machine à 30°C.

Não passar a ferro nem a vapor.

Não limpar a seco.

Não usar cloro.

Não secar à máquina.

Ver embalagem.

Lavable a máquina a 30°C.

No planchar, ni siquiera a vapor.

No lavar en seco.

No usar lejía.

No secar en secadora.

Ver embalaje.

Kan vaskes i maskine ved 30°C.

Tåler ikke stryknig eller damp.

Tåler ikke kemisk rensning.

Kan maskintvättas i 30°C.

Tåler ikke klorblegning.

Tåler ikke tørretumbler.

Se emballagen.

Får inte strykas eller ångas.

Får inte kemtvättas.

Ei silitystä tai höyryä.

Ei kuivapesua.

Ei koneellista kuivausta.

Katso pakkausta.

MILLET MILLET Innovation

ZA Champgrand - 26270 Lorient/Drôme - FRANCE

contact@epitact.com
www.epitact.com

ADJUSTABLE DIGITOPS with Epithelium 26®

INDICATIONS

The digitops are designed to prevent and relieve discomfort at the end and at the top of toes : soft corns, corns under the nail, dorsal corns, ingrown toenails.

CONTRA-INDICATIONS

- Do not use on a skin lesion.
- For persons suffering from arthritis, diabetis, polyneuritis, neuropathy of the lower limbs or varicose ulcers : keep a close check on the foot and in case of doubt, consult your doctor or your podiatrist.

PRECAUTIONS FOR USE

- cut them in the desired length.
- never cut them at the level of the seam.
- place the adjustable digitop on the corn.
- take it off each night to avoid maceration.

WHAT IT IS USED FOR

- The adjustable Digitop has no seam on the entire length.
- It has 2 wings that make it easy to place on the toe and can be cut to adapt the length of the Digitop to the toe that needs to be protected. Epithelium 26® is sandwiched between 2 layers of fabric at the "tip" of the toe protector for better wear resistance.

CLEANING

- Wash before first use. Machine–washable at 30°C or hand–washable without rubbing.
- Air dry (do not dry in dryer, on radiator or other source of artificial heat). Do not iron.

COMPOSITION: 75% silicone, 25% polyamide/elastane fabric.

The materials used have passed all the regulatory tests required by ISO standard 10993–1 relating to products that come into contact with the skin. If an incident occurs, stop using the product immediately and inform MILLET Innovation.

Millet Innovation cannot be held responsible for failure to use the product in accordance with the manufacturer's recommendations. French is the reference language. CE initial marking: 2001.

Machine washable at 30°C.

Do not iron or steam.

Do not dry clean.

Do not bleach.

Do not tumble-dry.

See packaging.

AANPASBARE DIGITOPS met Epithelium 26®

INDICATIES

De aanpasbare digitops zijn ontworpen om pijn aan het eind en de top van de tenen te verminderen : likdoorns op de top van de teen, onder de nagels, ingegroeide nagels, e.d.

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken op een huidletsel.
- De band kan wrijving veroorzaken tussen de tenen. Derhalve wordt het diabetici met neuropathie aangeraden niet voor deze oplossing te kiezen.
- In geval van twijfel raden wij aan om advies in te winnen bij uw voetverzorgaar

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- knip ze op de gewenste lengte.
- knip ze nooit op de naad.
- plaats de aanpasbare digitop op likdoorn.
- trek ze voor het slapen gaan uit om transpiratie te voorkomen.

FUNCTIONALITEIT

- De aanpasbare Digitops hebben geen lengtenaad: aan het uiteinde zitten 2 vleugeltjes zodat de Digitop eenvoudig over de teen kan worden bijgeknipt om de lengte van de Digitop aan te passen aan de te beschermen teen.
- De gel de Digitop zich alleen tussen 2 lagen stop aan de "top" van de Digitop voor een betere slijtbestendigheid.

ONDERHOUD

- Wassen vóór eerste gebruik. Machinewasbaar op 30°C of met de hand zonder te wrijven
- Gebruik altijd een fijnwasmiddel zonder bleek.

SAMENSTELLING: 75% silicone, 25% polyamide/elastaan.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan in kennis te stellen.

MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruik–advies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initiele CE-label: 2001.

Machine wasbaar op 30°C.

Niet strijken, geen stoom.

Geen droogkuis.

Niet bleken.

Niet drogen in de droogtrommel.

Zie verpakking.

ANPASSBARER ZEHENSCHUTZ mit Epithelium 26®

INDIKATIONEN

Der anpassbare Fingerschutz sorgt für Schutz und Entlastung der oberen Zehenpartie, der Zehenkuppen und der Finger.

GEGENANZEIGEN

- Nicht auf einer Hautverletzung tragen.
- Bei Arteritis, Diabetes, Polyneurithis, Neuropathien im Bereich der Beine oder Varikose: Produkt nie auf offener Wunde verwenden, Fußreaktionen bei Verwendung regelmäßig kontrollieren und sich auf alle Fälle vom Arzt bzw. Med. Fußpfleger beraten lassen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Freie Enden auf die gewünschte Länge zuschneiden.
- Nie im Nahtbereich zuschneiden.
- Den Zehenschutz über die Zehe stülpen.
- Zehenschutz jeden Abend entfernen, um eine mögliche Mazeration zu vermeiden.

EIGENSCHAFTEN

- Die 2 freien Enden erleichtern das Platzieren auf der Zehe und können auf die Länge der zu schützenden Zehe zugeschnitten werden.
- Der Zehenschutz ist dünn, stört nicht in den Schuhen, sitzt einwandfrei und ist lange haltbar durch die 2 Stoffschichten an der Spitze, die das Gel umgeben.

REINIGUNG

- Vor der ersten Anwendung waschen. Waschmaschinenfest bei 30°C im mitgelieferten Waschebeutel oder Handwäsche ohne zu reiben.
- An der Luft trocknen. Nicht bügeln.

ZUSAMMENSETZUNG: 75% Silikon, 25% Polyamid/Elasthan.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993–1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE–Kennzeichnung: 2001.

Maschinenwäsche 30°C.

Nicht bügeln (kein Dampf).

Nicht chemisch reinigen.

Bleichen mit Chlor nicht erlaubt.

Nicht maschinenrocknen.

Siehe Verpackung.

DITALI ADATTABILI con Epithelium 26®

INDICAZIONI

I ditali adattabili sono progettati per proteggere la parte superiore e l'estremità delle dita dei piedi, dando sollievo ai calli, calli subungueali, calli dorsali, unghie incarnate...

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare su una lesione cutanea.
- Avvertenza per le persone affette da arterite, diabete, polinevrite, neuropatia dei membri inferiori o ulcere varicose : non utilizzare mai il prodotto su una ferita, sorvegliare il piede durante l'utilizzo e in ogni caso chiedere consiglio al vostro medico o podologo.

MISURE PRECAUZIONALI

- Ritagliare le alette nella lunghezza desiderata.
- Non ritagliare mai a livello della cucitura.
- Posizionare il ditale adattabile sul dito.
- Tutte le sere togliere il ditale adattabile per evitare i rischi di macerazione.

FUNZIONALITÀ

- Il ditale adattabile non è cucito su tutta la sua lunghezza il che permette la presenza, alla sua estremità, di 2 alette che permettono un facile posizionamento sul dito. Possono essere ritagliate onde adattare la lunghezza del ditale al dito da proteggere
- L'Epithelium 26®, gel di silicone brevettato ripartitore di carico, è presente sull'insieme del ditale : si trova direttamente in contatto con la pelle a livello delle alette, per un mantenimento efficace sul dito E' inserito fra 2 strati di tessuto sulla « punta » del ditale per una migliore resistenza all'usura.

MANUTENZIONE

- Lavare prima del primo utilizzo. Lavabili in lavatrice a 30°C o a mano senza strofinare.
- Lasciare asciugare naturalmente. Non stirare.

COMPOSIZIONE: 75% silicone, 25% poliammide/elastan.

I materiali sono stati sottoposti a tutti i test regolamentari imposti dalla norma ISO 10 993–1 relativa ai prodotti che entrano in contatto con la pelle. Si dovesse verificare un problema, conviene interrompere immediatamente l'utilizzo e informare la società MILLET Innovation.

La società MILLET Innovation declina ogni responsabilità in caso di utilizzo non conforme alle raccomandazioni del fabbricante. Il francese è la lingua di riferimento. Marcatura CE originale: 2001.

Lavabile in lavatrice a 30°C.

Non stirare e non trattare con vapore.

Non lavare a secco.

Non sottoporre a candeggio.

Non asciugare in asciugatrice.

Vedere la confezione.

JUSTERBARE TÅ– ELLER FINGERBESKYTTERE med Epithelium 26®

INDIKASJONER

For å forebygge og lindre smerter i ekstremiteten og på oversiden av tærne eller fingrene.

KONTRAINDIKASJONER

- Må ikke brukes på lesjoner i huden.
- Personer med arteritt, diabetes, polynevritt, nevropati i bena eller varikøse sår: Aldri bruk produktet på et sår, hold øye med foten under bruk, og søk råd hos din egen lege eller fotpleier hvis du er i tvil.

FORHOLDSREGLER VED BRUK:

- Klipp flikene til ønsket lengde.
- Ikke klipp over sømmen.
- Sett den justerbare tåbeskytteren på tåen.
- Fjern den justerbare tåbeskytteren hver kveld for å forebygge fare for oppløsning.

FUNKSJONER

- De 2 flikene forenkler påsettelse av beskytteren og kan klippes til for å tilpasse det området som skal beskyttes.
- Tåbeskytteren har liten tykkelse og forårsaker ikke noe ubehag i skoene, den holdes godt på plass og er svært slitebestandig takket være dobbelt stoff i enden.

VEDLIKEHOLD

- Må vaskes før bruk. Kan maskinvaskes ved 30°C i det medfølgende vaskenettet, eventuelt håndvask uten å skrubbe.
- La lufttørke. Må ikke strykes.

SAMMENSETNING: 75% silikon, 25% stoff av polyamid/elastan.

Materialene har vært gjenstand for alle reglementære tester i henhold til ISO–standarden ISO 10 993–1 som gjelder for produkter som vil komme i kontakt med huden. Dersom det likevel skulle oppstå et problem, slutt umiddelbart å bruke produktet og meld fra til selskapet MILLET Innovation.

Firmaet MILLET Innovation kan ikke holdes ansvarlig for bruk som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger. Fransk er referansespråket. Opprinnelig EU–merking: 2001.

Kan vaskes i maskin ved 30°C.

Må ikke strykes eller dampes.

Må ikke tørkes i tørketrommel.

Må ikke vaskes i klor eller klorox.

Må ikke tørkes i maskin.

Se emballasjen.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ με Επιθήλιο 26®

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για την πρόληψη και την ανακούφιση του πόνου στα άκρα και στο κάτω μέρος των δαχτύλων του ποδιού ή του χεριού.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση αλλοιώσεων στο δέρμα.
- Για άτομα που πάσχουν από αρτηρίτιδα, διαβήτη, πολυνευρίτιδα, νευροπάθεια των κάτω άκρων ή κίρωση ή πληγή, να παρακολουθείτε το πόδι κατά τη χρήση και σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον ποδίατρό σας.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Κόψτε τα πτερύγια στο επιθυμητό μήκος.
- Μην κόβετε ποτέ στο ύψος της ραφής.
- Τοποθετήστε το προσαρμοζόμενο προστατευτικό δαχτύλου στο δάχτυλο του ποδιού.
- Κάθε βράδυ να αφαιρείτε το προσαρμοζόμενο προστατευτικό δαχτύλου για να μην υγραίνεται.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Τα 2 πτερύγια επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτηση και κοπή σύμφωνα με τη ζώνη προστασίας.
- Το προστατευτικό δαχτύλου έχει μικρό πάχος, γι' αυτό δεν ενοχλεί καθόλου όταν φοριέται με παπούτσια, παραμένει σταθερό στη θέση του και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη χρήση, χάρη στην ετένδυσή από ύφασμα στο άκρο του.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Να πλυθεί πριν από την 1η χρήση. Πλένονται στο πλυντήριο στους 30 °C, μέσα στο δίχτυ πλυσίματος που παρέχεται ή στο χέρι χωρίς τρίψιμο.
- Αφίρστε τα να στεγνώσουν με φυσικό τρόπο. Μην στεγνώνετε.

ΣΥΝΘΕΣΗ: 75% σιλικόν, 25% ύφασμα πολυαμιδίου/ελαστίνης.

Τα υλικά έχουν υποβληθεί σε όλες τις κανονιστικές δοκιμές που επιβάλλονται από το πρότυπο ISO 10 993–1 σχετικά με τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Ωστόσο, σε περίπτωση περιστασιακού θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση, και να και να ενημερώσετε την MILLET Innovation.

Η εταιρεία MILLET Innovation δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο αντίθετο προς τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η γλώσσα αναφοράς είναι η γαλλική. Αρχική σήμανση: CE. 2001.

Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C.

Δεν στεγνώνεται, ούτε και με ατμό.

Δεν επιτρέπεται το στεγνό καθαρίσμα.

Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό.

Δεν στεγνώνεται στο στεγνωτήριο.

Δείτε συσκευασία.