

PORTUGUÊS



CORRETOR com Epithelium™

INDICAÇÕES

Limitar e corrigir o desvio do dedo grande (Hallux valgus), alinhando-o.

CONTRA-INDICAÇÕES

- Não utilizar sobre uma ferida não protegida.
- No caso de pessoas que sofram de arterite, diabetes, polinevrite, neuropatia dos membros inferiores ou úlceras varicosas: nunca devem utilizar o produto sobre uma ferida, vigie o pé durante a utilização e, em todo o caso, peça conselho ao seu médico ou podologista.

COMEDIDAS DE PRECAUÇÃO

- Para obter um corretor, posicionar dois meios-corretores um contra o outro. (Etapas 1)
- Colocar o corretor assim obtido entre o dedo grande do pé e o 2º dedo, com a parte mais larga em cima ou em baixo, conforme o conforto sentido. (Etapas 2)

FUNCIONALIDADES

- O corretor permite separar os dedos do pé de alguns milímetros. O EPITHELIUM™ é um gel de silicone, cujas características visco-elásticas e mecânicas se assemelham aos tecidos do pé.
- O material flexível e a forma do corretor, em adequação com o pé, proporcionam um conforto imediato.

LIMPEZA

- Lavar à mão, sem esfregar.
- Deixar secar naturalmente.

COMPOSIÇÃO: 100% silicone.

Os materiais foram submetidos a todos os ensaios previstos e impostos pela ISO 10 993-1 relativa aos produtos que entram em contacto com a pele. Se ocorrer algum incidente com a utilização do produto deverá interromper imediatamente a sua utilização e informar a empresa MILLET Innovation. A empresa "MILLET Innovation", não pode ser responsabilizada no caso de utilização que não esteja em conformidade com as recomendações do fabricante. El idioma de referencia es el francés. Marcado CE inicial: 2004.

- | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| Lavável à mão. | Não passar a ferro nem a vapor. | Não limpar a seco. |
| Não usar cloro. | Não secar à máquina. | Ver embalagem. |

ESPAÑOL



SEPARADORES HALLUX VALGUS con Epithelium™

INDICACIONES

El Espaciador de Epithelium™ limita la desviación del dedo gordo (Hallux Valgus) y mejora su alineación.

CONTRAINDICACIONES

- No lo utilice en heridas sin protección.
- En el caso de personas que padezcan arteritis, diabetes, polineuritis, neuropatías de miembros inferiores o úlceras varicosas: no utilice nunca el producto directamente sobre una herida, vigile el pie durante el uso y solicite siempre consejo a su médico o podólogo.

PRECAUCIONES DE USO

- Coloque dos mitades de los espaciadores una junto a otra.
- Coloque el espaciador que se obtiene entre el 1er y el 2º dedo del pie.
- Si utiliza sólo una mitad del espaciador, obtiene un separador, indicado especialmente para callos interdigitales.

FUNCIONES

- El Espaciador permite alinear el dedo gordo y evita que se superponga sobre los dedos vecinos. Fabricado con EPITHELIUM™, cuyas propiedades viscoelásticas y mecánicas son similares a las de los tejidos subcutáneos. Este material flexible y la forma específica del Espaciador, adaptada al pie, procuran un confort inmediato.

MANTENIMIENTO

- Se puede lavar (con agua y jabón) y volver a utilizar.
- Duración: 2 meses aproximadamente (respetando las condiciones de uso).

COMPOSICIÓN: 100% de silicona.

Los materiales de la rodillera se han sometido a todas las pruebas reglamentarias impuestas por la norma ISO 10 993-1, relativa a los productos que entran en contacto con la piel. Si a pesar de ello sufre alguna molestia, deje de usar el producto inmediatamente y póngase en contacto con MILLET Innovation. MILLET Innovation no asumirá ninguna responsabilidad en caso de un uso del producto no conforme a las recomendaciones del fabricante. O francés é o idioma de referência. Marcação CE inicial: 2004.

- | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| Lavable a mano. | No planchar, ni siquiera a vapor. | No lavar en seco. |
| No usar lejía. | No secar en secadora. | Ver embalaje. |

DANSK



TÅADSKILLERE med Epithelium™

INDIKATIONER

Den Epithelium™ tåadskiller begrænser storetåens skævhed (Hallux Valgus) og fremmer dens lige linje.

KONTRAIKATIONER

- Brug ikke produktet på et ubeskyttet sår.
- For personer, der lider af arteritis, diabetes, polyneuritis, neuropati i benene eller bensår : brug aldrig produktet direkte på sår eller hudskade, og hold øje med foden under brugen og i alle tilfælde spørg Deres læge eller fodspecialist til råds.

FORSIGTIGHEDSREGLER

- Anbring to halv-tåadskillere mod hinanden.
- Placer den fremkomne tåadskiller mellem 1. og 2. tå : den bredeste del skal anbringes under foden.
- Ved kun at bruge en halv-tåadskiller får De en separator, der er specielt egnet ved ligtorne mellem tærne.

FUNKTIONSEVNE

- Tåadskilleren gør det muligt at bringe storetåen i lige linje og undgå dens overlejring på nabotærne. Produktet er fremstillet af EPITHELIUM™, hvis viskoelastiske og mekaniske egenskaber ligner underhudsvævets egenskaber. Det bløde materiale og tåadskillerens særlige form, der er i overensstemmelse med foden, giver en øjeblikkelig komfort.

VEDLIGEHOLDELSE

- Den er vaskbar (i vand og sæbe) og kan genbruges.
- Levetid : ca. 2 måneder (når man overholder brugsbetingelserne).

SAMMENSÆTNING: 100% silikone.

Materielerne har været genstand for alle påkrævede, lovbestemte tests ifølge standarden ISO 10 993-1 om produkter, som er i kontakt med huden. Hvis der trods indtærfæne en hændelse, stands straks brugen af produktet og underret MILLET Innovation herom. MILLET Innovation kan ikke drages til ansvar for en brug, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger. Referencesproget er fransk. Oprindelig CE-mærkning: 2004.

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Skal håndvaskes. | Tåler ikke stryknng eller damp. | Tåler ikke kemisk rensning. |
| Tåler ikke klorblegning. | Tåler ikke tørretumbler. | Se emballagen. |

SVENSKA



AVDELARE med Epithelium™

ANVISNINGAR

Avdelaren i Epithelium™ begränsar stortåns avvikelse (Hallux Valgus) genom att rikta den rakt fram.

KONTRAIKATIONER

- Använd inte på ett oskyddat sår.
- De personer som lider av arterit, diabetes, polyneurit, neuropati i nedre lemmar eller åderbräck. aldrig använda produkten direkt på ett sår, kontrollera foten under användning och alltid kontakta läkare eller fotspecialist för att få rådgivning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Placera de två halvorna mot varandra.
- Placera den uppnådda avdelaren mellan den 1 :a och 2 :a tån den största delen skall sitta under foten.
- Genom att endast använda en halv avdelare, uppnås en separator, särskild avsedd för interdigitala liktorner.

FUNKTIONER

- Avdelaren riktar stortån framåt genom att undvika att den korsas med intelligande tår. Den är gjord i EPITHELIUM™, vars viskoelastiska och mekaniska egenskaper är väldigt lika de subkutana vävnadernas. Avdelarens mjuka material, samt dess unika form skänker omedelbar komfort i kontakt med foten.

UNDERHÅLL

- Den går att tvätta (med tvål och vatten) och användas på nytt.
- Hållbarhet : ungefär 2 månader (vid korrekt användning).

SAMMANSÄTTNING: 100% silikon.

Materialet har genomgått alla tester som krävs i standarden ISO 10 993-1 för produkter som kommer i kontakt med huden. Om ett problem ändå skulle uppstå, bör du genast sluta använda produkten och underrätta företaget MILLET Innovation. Företaget MILLET Innovation kan inte ställas till svars om tillverkarens användningsråd inte följs. Referensspråk är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2004.

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Kan handtvättas. | Får inte strykas eller ångas. | Får inte kemtvättas. |
| Använd inte blekmedel. | Får inte torktumling. | Se förpackningen. |

SUOMALAINEN



Epithelium™-LOITONTAJA

INDIKAATIOT

Epithelium™ -loitontaja ehkäisee, ja se rajoittaa isonvarpaan siirtymistä (Hallux Valgus) ja pitää sen oikeassa asennossa.

KÄYTTÖN VASTA-AIHEET

- Älä aseta avoimen haavan päälle.
- Valtimotulehdus, diabetes, polyneuriitti, alaraajojen hermosairaus tai säärihaava tapauksissa: älä koskaan aseta tuotetta haavan päälle, tarkkaile jalkaa käytön aikana ja kysy aina neuvoa lääkäritäsi tai jalkasairauksien hoitoon erikoistuneelta lääkäriltä.

VAROTOIMENPITEET

- Laita loitontajan puolikkaat vastakkain.
- Näin muodostunut erottaja asetetaan 1. ja 2. varpaan väliin: leveämpi pää tulee sijoittaa alas päin.
- Käytettäessä vain loitontajan puolikasta saat erottajan, joka sopii käytettäväksi liikkavarpaiden hoitoon.

TOIMINTA

- Loitontaja auttaa pitämään isonvarpaan suorassa ja estää näin sen siirtymistä viereisten varpaiden päälle. Se on valmistettu EPITHELIUMISTA™, jonka viskoelastiset ja mekaaniset ominaisuudet ovat lähellä ihonalaisten kudosten vastaavia ominaisuuksia.

HOITO

- Loitontaja sisältää ainetta, joka ehkäisee jalkasientä aiheuttavien sieni mikrobin kasvua. Sen voi pestä (vedellä ja saippualla) ja käyttää uudelleen.
- Käyttöikä: noin 2 kuukautta (jos käyttöohjeita noudatetaan).

KOOSTUMUS: 100% silikonia.

Tuote on käynyt läpi kaikki testit normin ISO 10 993-1 mukaan, joka koskee tuotteita, jotka ovat suorassa ihokontaktissa. Jos tästä huolimatta ongelmia, käyttö on syytä lopettaa heti ja asiasta on ilmoitettava MILLET Innovation -yhtiölle. MILLET Innovation ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden laiminlyönnistä. Ranskan on viitattu kieli. Alkuperäinen CE-merkintä: 2004.

- | | | |
|-------------|---------------------------|------------------|
| Pesu käsin. | Ei silitystä tai höyryä. | Eikuvapesua. |
| Ei klooria. | Ei koneellista kuivausta. | Katso pakkausta. |

FRANÇAIS



ÉCARTEURS à l'Epithelium™

INDICATIONS

Pour limiter la déviation du gros orteil (Hallux Valgus) en améliorant son alignement.

CONTRE INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur une plaie non protégée.
- Cas des personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polynevrte, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères variqueux : ne jamais utiliser le produit directement sur une plaie, un mal perforant, surveiller le pied pendant l'utilisation et dans tous les cas demander conseil à votre médecin ou podologue.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Positionnez deux demi-écarteurs l'un contre l'autre.
- Placez l'écarteur obtenu entre le 1er et le 2ème orteil. Vous pouvez placer indifféremment la partie la plus large en haut ou en bas selon le confort ressenti.
- En utilisant un demi-écarteur seulement, vous obtenez un séparateur, spécialement indiqué dans le cas de cors interdigitaux.

FONCTIONNALITÉS

- L'Ecarteur permet d'aligner le gros orteil en évitant son chevauchement sur les orteils voisins. L'EPITHELIUM™ est un gel de silicone dont les propriétés viscoélastiques et mécaniques sont proches de celles des tissus sous-cutanés. Le matériau souple et la forme de l'Ecarteur, en adéquation avec le pied, procurent un confort immédiat.

ENTRETIEN

- Lavables à l'eau et au savon.
- Réutilisables pendant 1 à 2 mois.

COMPOSITION : 100 % silicone.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10 993-1 concernant les produits venant en contact avec la peau. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2004.

- | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | Lavable à la main. | Pas de repassage, ni de vapeur. | Pas de nettoyage à sec. |
| | Pas de chlorage. | Pas de séchage en machine. | Voir emballage. |

MILLET INNOVATION MILLET Innovation ZA Champgrand 26270 Lorient/Drôme - FRANCE contact@epitact.com www.epitact.com

Ref.:10726-F_01-2019

ENGLISH



SPREADERS with Epithelium™

INDICATIONS

The Epithelium™ spreader limits deviation of the big toe (Hallux Valgus) by improving its alignment.

CONTRA-INDICATIONS

- Not for use on unprotected wounds.
- Special warning for persons with arteritis, diabetes, polyneuritis, lower-limb neuropathy or varicose ulcers: never use the product directly on a wound or perforating sore, watch foot throughout use and, in all cases, ask the opinion of your physician or podiatrist.

PRECAUTIONS FOR USE

- Put two half-spreaders together.
- Insert the resulting spreader between the 1st and 2nd toe: the widest part should be located under the foot.
- The half-spreaders alone is indicated for metatarsal corns.

WHAT IT IS USED FOR

- The Spreader helps align the big toe by preventing it from overlapping with neighbouring toes. EPITHELIUM™ is a silicone gel with mechanical properties close to those of some natural human tissue.

LASTING QUALITY

- It is washable (with soap and water) and re-usable.
- Lasts approximately 2 months (when directions for use are followed).

COMPOSITION: 100% silicone.

The materials used have passed all the regulatory tests required by ISO standard 10993-1 relating to products that come into contact with the skin. If an incident occurs, stop using the product immediately and inform MILLET Innovation.

Millet Innovation cannot be held responsible for failure to use the product in accordance with the manufacturer's recommendations. French is the reference language. CE initial marking: 2004.

- Hand washable.
- Do not iron or steam.
- Do not dry clean.
- Do not bleach.
- Do not tumble-dry.
- See packaging.

NEDERLANDS



TEENSPREIDERS met Epithelium™

INDICATIES

De teenspreider met Epithelium™ beperkt de laterale deviatie van de dikke teen (Hallux Valgus) door hem in een betere stand te brengen.

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken op een niet beschermde wonde.
- Voor personen die aan arteritis (slagaderontsteking), diabetes (suikerziekte), polyneuropathie, neuropathie (zenuwbeschadiging) in voeten of benen, of ulcus cruris (open been) lijden: het product in geen geval direct op een wonde of voetulcera gebruiken, goed op de voet letten en in ieder geval uw arts of podoloog om advies vragen.

VOORZORGSMATREGELEN BIJ GEBRUIK

- De teenspreider kan (met water en zeep) gewassen en opnieuw gebruikt worden.
- Levensduur: ongeveer 2 maanden (mits inachtneming van de gebruiksaanwijzingen).

FUNCTIONALITEIT

- De teenspreider brengt de dikke teen in een betere stand en belet hem, de volgende tenen te overlappen. EPITHELIUM™ is een siliconengel die visco-elastische en mechanische eigenschappen benaderen die van het huidweefsel. Deze soepele stof en de specifieke, op de voet afgestemde vorm van de teenspreider zorgt onmiddellijk voor een comfortabel gevoel.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Plaats de twee helften van de teenspreider tegen elkaar. Plaats de aldus verkregen teenspreider tussen de dikke teen en de tweede teen: zorg dat het breedste gedeelte zich onder de voet bevindt.
- Het gebruik van een doorns teenspreider is aangewezen als teenscheider bij likdoorns tussen de tenen.

SAMENSTELLING: 100% siliconen.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordien, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan in kennis te stellen.

MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruikadvies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2004.

- Alleen handwas.
- Niet strijken, geen stoom.
- Geen droogkuis.
- Niet bleken.
- Niet drogen in de droogtrommel.
- Zie verpakking.

DEUTSCH



ZEHENSPREIZER mit Epithelium™

ANWENDUNGSGEBIETE

Der Zehenspreizer aus Epithelium™ schränkt die Verlagerung der Großzehe ein (Hallux Valgus) und verbessert ihre Ausrichtung.

GEGENANZEIGEN

- Nicht auf ungeschützten Wunden anwenden.
- Personen mit Arteritis, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathie der unteren Gliedmaßen oder Krampfadergeschwüren: Sie sollten das Produkt niemals direkt auf einer Wunde oder einer perforierenden Ulzeration anwenden, den Fuß während der Anwendung überwachen und auf alle Fälle Ihren Arzt oder Med.Fußpfleger um Rat fragen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Zwei halbe Zehenspreizer gegeneinander legen.
- Den erzielten Zehenspreizer zwischen die 1. und 2. Zehe legen: Der breitere Teil muss unter dem Fuß liegen.
- Wenn Sie nur einen halben Zehenspreizer verwenden, erhalten Sie einen Zehentrenner, der besonders bei Hühneraugen zwischen den Zehen geeignet ist.

EIGENSCHAFTEN

- Der Zehenspreizer ermöglicht die Ausrichtung der großen Zehe und vermeidet das Aufliegen auf den Nachbarzehe. Er besteht aus Epithelium™ ist ein Silikongel. Seine mechanischen Eigenschaften ähneln bestimmten menschlichen Geweben. Dieses weiche Material und die spezifische Form des an den Fuß angepassten Zehenspreizers schenkt sofortigen Komfort.

PFLEGE

- Waschbar (mit Wasser und Seife) und wiederverwendbar.
- Lebensdauer: ca. 2 Monate (bei Einhaltung der Anwendungsbedingungen).

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Silikon.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2004.

- Von Hand waschbar.
- Nicht bügeln (kein Dampf).
- Nicht chemisch reinigen.
- Bleichen mit Chlor nicht erlaubt.
- Nicht maschinenrocknen.
- Siehe Verpackung.

ITALIANO



DIVARICATORI con Epithelium™

INDICAZIONI

Il Divaricatore Epithelium™ limita la deviazione dell'alluce (Hallux Valgus), migliorandone l'allineamento.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare su ferite scoperte.
- In soggetti che soffrono di arterite, diabete, polinevrite, neuropatia degli arti inferiori o ulcere varicose: non utilizzare mai il prodotto direttamente su ferite, piaghe, mali perforanti. Controllare il piede durante l'utilizzo e, in ogni caso, chiedere consiglio al proprio medico o podologo.

MISURE PRECAUZIONI

- Posizionare due mezzi divaricatori uno contro l'altro.
- Collocare il divaricatore così ottenuto tra l'alluce e il secondo dito: la parte più larga deve trovarsi sotto il piede.
- Utilizzando un mezzo divaricatore da solo, si ottiene un separatore, particolarmente utile in caso di calli interdigitali.

FUNZIONALITÀ

- Il Divaricatore permette di allineare l'alluce evitando l'accavallamento di quest'ultimo sulle dita vicine. E' realizzato in epitelio (Epithelium™), le cui proprietà visco-elastiche e meccaniche sono simili a quelle dei tessuti sotto-cutanei. Questo materiale morbido e la particolare forma del divaricatore, realizzato seguendo la forma del piede, regalano un comfort immediato.

MANUTENZIONE

- E' lavabile (con acqua e sapone) e può essere riutilizzato più volte.
- Durata: due mesi circa (rispettando le condizioni di utilizzo).

COMPOSIZIONE: 100% silicone.

I materiali sono stati sottoposti a tutti i test regolamentari imposti dalla norma ISO 10 993-1 relativa ai prodotti che entrano in contatto con la pelle. Si dovesse verificare un problema, conviene interrompere immediatamente l'utilizzo e informare la società MILLET Innovation.

La società MILLET Innovation declina ogni responsabilità in caso di utilizzo non conforme alle raccomandazioni del fabbricante. Il francese è la lingua di riferimento. Marcatura CE originale: 2004.

- Lavabile a mano.
- Non stirare e non trattare con vapore.
- Non lavare a secco.
- Non sottoporre a candeggio.
- Non asciugare in asciugatrice.
- Vedere la confezione.

NORSK



ATSKILLERE med Epithelium™

INDIKASJONER

Begrenser stortåens skjevhet (Hallux valgus) ved å rette den opp.

KONTRAINDIKASJONER

- Må ikke brukes på åpent sår.
- Personer med arteritt, diabetes, polynevritt, nevropati i bena eller varikøse sår: Aldri bruk produktet på et sår, hold øye med foten under bruk, og søk alltid råd hos din egen lege eller fotpleier.

FORHOLDSREGLER VED BRUK

- For å få én atskiller, plasser to halve atskillere mot hverandre. (Trinn 1)
- Plasser så denne atskilleren mellom stortåen og den andre tåen, med den bredeste delen øverst eller nederst, avhengig av hva du foretrekker. (Trinn 2)

FUNKSJONER

- Atskilleren gjør det mulig å atskille tærne med noen millimeter. Den inneholder Epithelium™, en silikongelé som er anerkjent for sin evne til å fordele trykk og redusere gnidninger.
- Det myke materialet og atskillerens form, som passer til fotens, gir en øyeblikkelig komfort.

VEDLIKEHOLD

- Vaskes for hånd, unngå å skrubbe.
- La lufttørke.

SAMMENSETNING: 100% silikon.

Materialene har vært gjenstand for alle reglementære tester i henhold til ISO-standarden ISO 10 993-1 som gjelder for produkter som vil komme i kontakt med huden. Dersom det likevel skulle oppstå et problem, slutt umiddelbart å bruke produktet og meld fra til selskapet MILLET Innovation.

Firmaet MILLET Innovation kan ikke holdes ansvarlig for bruk som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger. Fransk er referansespråket. Opprinnelig EU-merking: 2004.

- Kan vaskes for hånd.
- Må ikke strykes eller dampes.
- Må ikke tørkes i tørketrommel.
- Må ikke vaskes i klor eller klorer.
- Må ikke tørkes i maskin.
- Se emballasjen.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΑ με Epithelium™

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Περιορισμός της απόκλισης του μεγάλου δακτύλου (βλασιός μέγας δάκτυλος), βελτιώνοντας την ευθυγράμμισή του.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Να μην χρησιμοποιείται χωρίς προστασία επάνω σε δερματικές πληγές.
- Περιπτώσεις ατόμων που πάσχουν από αρτηρίτιδα, διαβήτη, πολυνευρίτιδα, νευροπάθεια των κάτω άκρων ή κίρσωση έλκη: μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν επάνω σε πληγή, να παρακολουθείτε το πόδι κατά τη χρήση και σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον ποδίατρό σας.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Για να σχηματιστεί ένα αποστατικό, τοποθετήστε δύο ημι-αποστατικά, το ένα απέναντι στο άλλο. (Στάδιο 1)
- Τοποθετήστε το αποστατικό που σχηματίζεται με αυτόν τον τρόπο μεταξύ του μεγάλου δακτύλου και του 2ου δακτύλου, με το πλατύστον τμήμα ψηλά ή χαμηλά, όπως το αισθάνεστε πιο άνετα. (Στάδιο 2)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Το αποστατικό διατηρεί απόσταση μερικώς χλιωστών ανάμεσα στα δάκτυλα των ποδιών. Κατασκευάζεται από Epithelium™, μια γέλη σιλικόνης, γνωστή για τις ιδιότητες καταμερισμού της πίεσης και μείωσης της τριβής.
- Το μαλακό υλικό και το σχήμα του αποστατικού, που εφαρμόζει στα πόδια, προσφέρουν άμεση ανακούφιση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πλένεται στο χέρι, χωρίς τρίψιμο.
- Αφήστε το να στεγνώσει ελεύθερα.

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% σιλικόνη.

Τα υλικά έχουν υποβληθεί σε όλες τις κανονιστικές δοκιμές που επιβάλλονται από το πρότυπο ISO 10 993-1 σχετικά με τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Ωστόσο, σε περίπτωση περιστατικού θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση, και να καί να ενημερώσετε την MILLET Innovation.

Η εταιρεία MILLET Innovation δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο αντίθετο προς τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η γλώσσα αναφοράς είναι η γαλλική. Αρχική σήμανση C: 2004.

- Πλένεται στο χέρι.
- Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό.
- Δεν επιτρέπεται, ούτε και με ατμό.
- Δεν στεγνώνεται στο στεγνωτήριο.
- Δείτε συσκευασία.