

DIGITUBES® com Epithelium™

INDICAÇÕES

Aliviar as pressões e a dor e evitar a formação de calosidades dorsais e interdigitais.

CONTRA-INDICAÇÕES

- Não utilizar sobre uma lesão cutânea.
- Casos de pessoas que sofrem de arterite, diabetes, neuropatia dos membros inferiores ou úlceras: pergunte ao seu médico ou podologista, em seguida, monitorizar o seu pé durante a utilização.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

- Recortar com uma tesoura, segundo o comprimento desejado.
- Retirar a película de proteção, virar o Digitube® do avesso, de forma a obter uma espécie de manga e colocar no local, sobre o dedo do pé, assegurando que o gel Epithelium™ está em contacto com a zona a proteger.

FUNCIONALIDADES

- O Epithelium™ é um gel de silicone, patenteado por podologistas, cujas características visco-elásticas e mecânicas se assemelham aos tecidos da pele. Distribui as pressões e diminui a fricção, que está na origem da formação de calos.
- Boa aderência e espessura fina, sem causar desconforto entre os dedos, mesmo quando utilizado em dedos adjacentes.

CONSERVAÇÃO

- Lavar após utilização. Lavável à mão, sem esfregar.
- Descarte e substitua o dispositivo, caso apareçam fissuras no gel ou danos no tecido.
- Deixar secar naturalmente. Não passar a ferro.

COMPOSIÇÃO: 73% silicone, 27% de tecido em poliamida/elastano.

Em caso de dor ou qualquer outra reação fora do normal, consulte o seu médico. Quaisquer incidentes graves envolvendo o dispositivo, devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente.

A empresa "MILLET Innovation", não pode ser responsabilizada no caso de utilização que não esteja em conformidade com as recomendações do fabricante. O francês é o idioma de referência. Marcação CE inicial: 2001.

Lavável à mão.	Não engomar, nem a vapor.	Não limpar a seco.
Não usar cloro.	Não secar à máquina.	Ver embalagem.

DIGITUBES® con Epithelium™

INDICACIONES

Proteger los dedos de los pies o de las manos, evitar la formación de callos y ampollas y aliviar los dolores, etc.

CONTRAINDICACIONES

- No lleve sobre una lesión cutánea.
- En el caso de las personas que sufren arteritis, diabetes, neuropatías de los miembros inferiores o de úlceras: deben solicitar consejo a su médico o podólogo, y a continuación, mantener la vigilancia de su pie durante su uso.

PRECAUCIONES DE USO

- Corte un Digitube® al largo deseado, con unas buenas tijeras.
- Retire la película de protección que recubre el gel.
- Gire el Digitube® sobre si mismo y colóquelo en el dedo del pie poniendo la parte con el gel de Epithelium™ en contacto con la zona a proteger.

FUNCIONES

- El Epithelium™ es un gel de silicona cuyas propiedades de distribución de presiones son similares a las de los tejidos subcutáneos. La presencia de este material en los Digitubes® permite evitar la formación de callos y aliviar el dolor cuando las callosidades están ya formadas.
- Debido a su poco espesor, es posible utilizar Digitubes® simultáneamente en los dedos contiguos.

MANTENIMIENTO

- Lavar después de su uso. Lave a mano sin frotar.
- Deseche y reemplace el dispositivo en cuanto se note la aparición de grietas en el gel o una degradación del tejido.
- Deje secar al exterior . No lo planche.

COMPOSICIÓN: 73% de silicona, 27% de tejido de poliamida/elastano.

En caso de dolor o cualquier otra reacción inusual, consulte a su médico. Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad sanitaria competente.

MILLET Innovation no asumirá ninguna responsabilidad en caso de un uso del producto no conforme a las recomendaciones del fabricante. El idioma de referencia es el francés. Marcado CE inicial: 2001.

Lavable a mano.	No planchar, ni siquiera a vapor.	No lavar en seco.
No usar lejía.	No secar en secadora.	Ver embalaje.

DIGITUBES® med Epithelium™

INDIKATIONER

Beskytter tær og fingre, forebygger dannelse af ligtorne og vabler, samt lindrer smerter...

KONTRAINDIKATIONER

- Må ikke bruges i tilfælde af hudlæsioner.
- Hvis det drejer sig om personer, der lider af arteritis, diabetes eller neuropati i underekstremiteterne eller bensår: Rådspørg en læge eller en fodlæge og hold opsyn med foden under anvendelse af tåbeskyttelsen.

FORSIGTIGHEDSREGLER

- Klip en Digitube® i den ønskede længde med en god saks.
- Fjern den beskyttende film, der dækker gelen.
- Vend Digitube® beskyttelsen om, således at den danner et rør. Placér dette på tåen således at Epithelium™ gelen dækker det område, der skal beskyttes.

FUNKTIONSEVNE

- Epithelium™ er en silikonegel med næsten samme trykaffastende egenskaber som naturligt cellevæv. Silikonegelen i Digitubes® forebygger dannelsen af ligtorne og lindrer smerter, hvis der allerede er opstået hård hud.
- Da de ikke fylder ret meget, er det muligt at bruge Digitubes® på flere tær samtidigt.

VEDLIGEHOLDELSE

- Vaskes efter brug. Vaskes i hånden uden at skrubbe.
- Produktet skal kasseres og udskiftes hvis der opstår revner i gelen eller skader i stoffet.
- Lad lufttørre. Må ikke stryges.

SAMMENSÆTNING: 73% silikone, 27% stof i polyamid/elastan.

I tilfælde af smerter eller andre utilsigtede reaktioner, skal egen læge kontaktes. Alle utilsigtede hændelser, der er forårsaget af produktet, skal rapporteres til producenten og den relevante sundhedsmyndighed.

MILLET Innovation kan ikke drages til ansvar for en brug, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger. Referencesproget er fransk. Oprindeligt CE-mærkning: 2001.

Skal håndvaskes.	Tåler ikke strygning eller ångs.	Tåler ikke kemisk rensning.
Tåler ikke klorblegning.	Tåler ikke tørretumbler.	Se emballagen.

DIGITUBES® tubformade tå- och fingerskydd med Epithelium™

ANVISNINGAR

Skyddar tår eller fingrar, förhindrar uppkomsten av förhårdnader, blåsor och verkar smärtlindrande.

VARNINGSTEXT

- Får inte användas på skadad hud.
- Personer som lider av artrit, diabetes, muskelatrofi i benen eller åderbräck bör rådfråga sin läkare eller fotvårdsspecialist samt övervaka foten under användningen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Anpassa längden på Digitube®-skyddet med hjälp av en sax.
- Ta bort filmen som skyddar gelen.
- Vänd ut och in på Digitube®-skyddet och trä på röret på tån med Epithelium™-gelen mot det område som ska skyddas.

FUNKTIONER

- Epithelium™ är en silikongel med tryckavlastande egenskaper som liknar hudens egen subkutana vävnad. Silikongelen i Digitubes®-skydden motverkar uppkomsten av liktornaroch lindrar smärta om det redan har uppstått förhårdnader.
- Digitubes®-skydden är väldigt tunna och smidiga och kan därför användas på flera intilliggande tår samtidigt.

UNDERHÅLL

- Tvätta efter användning. Tvätta för hand utan att gnugga.
- Kassera genast och ersätt med ny produkt om det uppstår sprickor i gelen eller skador på materialet.
- Låt lufttorka. Bör ej strykas.

SAMMANSÄTTNING: 73% silikon, 27% polyamid-/elastanväv.

Kontakta läkare vid smärta eller annan ovanlig reaktion. Alla allvarliga incidenter med produkten måste rapporteras till tillverkaren och inköpsställe.

Företaget MILLET Innovation kan inte ställas till svars om tillverkarens användningsråd inte följs. Referensspråk är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2001.

Kan handtvättas.	Får inte strykas eller ångas.	Får inte kemtvättas.
Använd inte blekmedel.	Tål inte torktumlning.	Se förpackningen.

DIGITUBES®-suojaputket Epithelium™ -geelillä

KÄYTTÖTARKOITUS

Varpaiden tai sormien suojaaminen, liikavarpaiden ja rakkojen muodostumisen ehkäiseminen, kipujen lievitys...

VASTA-AIHEET

- Älä käytä haavaisella tai vahingoittuneella ihollla.
- Henkilöt, jotka kärsivät valtimotulehduksista, diabeteksesta, alaraajojen neuropatiasta tai säärirhaavoista: kysy neuvoa lääkäritiltä tai jalkahoitajalta ja tarkkaile jalkoja käytön aikana.

VAROITIMENPITEET

- Leikkaa Digitube®-suojaputki kunnollisilla saksilla halutun pituiseksi.
- Poista geeliä peittävä suojakalvo.
- Käännä Digitube®-suojaputki osittain nurin päin, jolloin se on helppo pujottaa varpaaseen kauluksen avulla asettamalla Epithelium™-geeli suojattavaa aluetta vasten.

TOIMINTA

- Epithelium™ on silikonigeeli, jonka paineen jakautumista edistävät ominaisuudet muistuttavat ihonalaisen kudoksen ominaisuuksia. Materiaalin käyttö Digitube®-suojaputkissa auttaa ehkäisemään liikavarpaiden muodostumista ja lievittämään kipua, jos kovettumia on jo ehtinyt muodostua.
- Koska Digitubes®-suojaputket eivät vie paljon tilaa, niitä voi käyttää samaan aikaan viereisissä varpaissa.

HOITO

- Pese käytön jälkeen. Käsinpesu, älä hankaa.
- Hävitä heti laite ja vaihda se uuteen, jos geelissä näkyy halkeamia tai kankaassa on vaurioita.
- Anna kuivua itsestään. Älä silitä.

KOOSTUMUS: 73% silikonია, 27% polyamidi-/elastaanikangasta.

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee kipua tai jokin muu epätavallinen reaktio. Kaikista laitteeseen liittyvistä merkittävistä tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja asianmukaisesti terveystyöryhmäiselle.

MILLET Innovation ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden laiminlyönnistä. Ranskan on viittaus kieli. Alkuperäinen CE-merkintä: 2001.

Pesu käsin.	Ei silitystä tai höyryä.	Eikuivapesua.
Ei klooria.	Ei koneellista kuivautusta.	Katso pakkausta.

DIGITUBES® à l'Epithelium™

INDICATIONS

Protéger les orteils ou les doigts, prévenir la formation de cors, d'ampoules et soulager les douleurs...

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.
- Cas de personnes souffrant d'artérite, de diabète, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères: demander conseil à votre médecin ou à votre podologue, puis surveiller votre pied pendant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Découper un Digitube® avec de bons ciseaux à la longueur désirée.
- Enlever la pellicule de protection recouvrant le gel.
- Retourner le Digitube® sur lui-même de façon à obtenir un manchon et le mettre en place sur l'orteil en positionnant le gel d'Epithelium™ en contact avec la zone à protéger.

FONCTIONNALITÉS

- L'Epithelium™ est un gel silicone dont les propriétés de répartition des pressions sont proches de celles des tissus sous-cutanés. La présence de ce matériau dans les Digitubes® permet d'éviter la formation de cors et de soulager la douleur lorsque les callosités sont déjà formées.
- De par leur faible encombrement, il est possible d'utiliser des Digitubes® simultanément sur des orteils voisins.

ENTRETIEN

- Laver après utilisation, à la main, sans frotter.
- Jeter et remplacer le dispositif dès l'apparition de fissures dans le gel ou de dégradation du tissu.
- Laisser sécher naturellement. Ne pas repasser.

COMPOSITION: 73 % silicone, 27 % tissu polyamide/élasthanne. En cas de douleurs ou de toute autre réaction inhabituelle, contacter votre médecin. Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de santé.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2001.

Réf: 1017-N_05/2023

	Lavable à la main.	Pas de repassage, ni de vapeur.	Pas de nettoyage à sec.
	Pas de chlorage.	Pas de séchage en machine.	Voir emballage.

DIGITUBES® with Epithelium™

INDICATIONS

Protect toes or fingers, prevent formation of corns and blisters, and alleviate pain.

CONTRAINDICATIONS

- Do not use on a skin lesion.
- Persons with arteritis, diabetes, peripheral neuropathy, or foot ulcers: consult your physician or chiroprapist before application and monitor your foot during use.

PRECAUTIONS FOR USE

- Use a good pair of scissors to cut the Digitube® to the required length.
- Remove the protective film covering the gel.
- Turn the Digitube® inside out and place it on the toe, making sure that the Epithelium™ gel is in contact with the area you wish to protect.

WHAT IT IS USED FOR

- Epithelium™ is a silicone gel with similar pressure distribution properties to those of human subcutaneous tissue. The presence of this substance in Digitubes® prevents corn formation and alleviates pain when calluses have already formed.
- Because they are not bulky, Digitubes® can be used on two consecutive toes at the same time.







CLEANING

- Wash after use. Hand-wash, without scrubbing.
- Discard and replace the device as soon as cracks in the gel or fabric damages occur.
- Leave to dry naturally. Do not iron.

COMPOSITION: 73% silicone, 27% polyamide/elastane fabric.

In case of pain or any other unusual reaction, contact your doctor. Any major incidents involving the device must be reported to the manufacturer and the relevant health authority.

Millet Innovation cannot be held responsible for failure to use the product in accordance with the manufacturer's recommendations. French is the reference language. CE initial marking: 2001.

 Hand washable.	 Do not iron or steam.	 Do not dry clean.
 Do not bleach.	 Do not tumble-dry.	 LOT See packaging.

DIGITUBES® met Epithelium™

INDICATIE

Beschermen tenen of vingers, voorkomen de vorming van likdoorns, blaren en verlichten pijn...

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken op een huidletsel.
- Personen die lijden aan arteritis, diabetes, neuropathie van de onderste ledematen of zweren: vraag raad aan uw arts of podoloog, vervolgens uw voet opvolgen gedurende het gebruik.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Knip een Digitube® met een goede schaar op de gewenste lengte.
- Verwijder het bescherm laagje op de gel.
- Draai de Digitube® om een manchet te vormen en plaats deze op de teen, zodat de Epithelium™ in contact staan met de te beschermen zone.

FUNCTIONALITEIT

- Epithelium™ is een siliconengel waarvan de eigenschappen voor het verdelen van druk erg lijken op die van de onderhuidse weefsellaag. Door de aanwezigheid van dit materiaal in de Digitubes® wordt de vorming van likdoorns voorkomen en pijn verlicht als de eeltplekken al gevormd zijn.
- Door hun kleine formaat kunnen de Digitubes® gelijktijdig op naast elkaar gelegen tenen worden gebruikt.

ONDERHOUD

- Na gebruik wassen. Op de hand wassen, niet wrijven.
- Vervang het product zodra er scheurtjes in de gel verschijnen of het textiel slijtage vertoont.
- Aan de lucht laten drogen. Niet strijken.

SAMENSTELLING: 73% siliconen, 27% polyamide/elasthaan weefsel.

Bij pijn of andere ongebruikelijke reacties, neem contact op met uw arts. Elk ernstig incident dat verband houdt met het product moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde gezondheidsautoriteit.

MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruiksvaadvies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2001.

 Alleen handwas.	 Niet strijken, geen stoom.	 Geen droogkuis.
 Niet bleken.	 Niet drogen in de droogtrommel.	 LOT Zie verpakking.

DIGITUBES® aus Epithelium™

INDIKATION

Schützt Zehen oder Finger, beugt der Bildung von Hühneraugen oder Blasen vor und wirkt schmerzlindernd...

GEGENANZEIGEN

- Nicht über einer Hautverletzung tragen.
- Bei Arteriitis, Diabetes, Neuropathie der unteren Gliedmaßen oder Ulcera: fragen Sie Ihren Arzt, und beobachten Sie Ihren Fuß während der Verwendung.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Schneiden Sie einen Digitube® mit einer scharfen Schere auf die gewünschte Länge zurecht.
- Ziehen Sie die Schutzfolie ab, die das Gel bedeckt.
- Stülpen Sie den Digitube® um, sodass Sie einen Schlauch erhalten und platzieren Sie ihn auf der Zehe, wobei das Epithelium™ Gel in Kontakt mit dem zu schützenden Bereich kommt.

EIGENSCHAFTEN

- Epithelium™ ist ein Silikongel, dessen Eigenschaften bei der Druckverteilung jenen des Unterhautgewebes ähnlich sind. Die Verwendung dieses Materials in den Digitubes® ermöglicht es, die Bildung von Hühneraugen zu verhindern und den Schmerz zu lindern, wenn bereits Verhärtungen entstanden sind.
- Die Digitubes® sind sehr dünn und können so gleichzeitig auf nebeneinander liegenden Zehen verwendet werden.







REINIGUNG

- Nach Gebrauch waschen. Von Hand waschen, nicht reiben.
- Das Produkt entsorgen und ersetzen, sobald Risse im Gel oder eine Abnutzung des Gewebes auftreten.
- An der Luft trocknen lassen. Nicht bügeln.

ZUSAMMENSETZUNG: 73% Silikon, 27% Polyamid/Elasthan.

Bei Schmerzen oder einer anderen ungewöhnlichen Reaktion wenden Sie sich an Ihren Arzt. Schwere Zwischenfälle, die in Zusammenhang mit dem Produkt stehen, sind dem Hersteller und der zuständigen Gesundheitsbehörde zu melden.

Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2001.

 Von Hand waschbar.	 Nicht bügeln (kein Dampf).	 Nicht chemisch reinigen.
 Bleichen mit Chlor nicht erlaubt.	 Nicht maschinentrocknen.	 LOT Siehe Verpackung.

DIGITUBES® all'Epithelium™

INDICAZIONI

Per proteggere le dita dei piedi, prevenire la formazione di calli e vesciche, dare sollievo ai dolori generati da pressione o sfregamento...

CONTRAINDICAZIONI

- Non utilizzare su una lesione cutanea.
- Per le persone che soffrono di arterite, diabete, neuropatia degli arti inferiori o ulcere: chiedere consiglio al vostro medico o al vostro podologo, e controllare il piede durante l'utilizzo.

MISURE PRECAUZIONALI

- Ritagliare un Digitube® alla lunghezza desiderata con l'aiuto di forbici a lama dritta.
- Togliere la pellicola protettiva che ricopre il gel.
- Rigirare su se stesso il Digitube® in modo da ottenere un piccolo cilindro e posizionarlo sul dito avendo cura di mettere il gel di Epithelium™ a contatto con la zona da proteggere.

FUNZIONALITÀ

- L'Epithelium™ è un gel in silicone le cui proprietà di distribuzione delle pressioni sono simili a quelle dei tessuti sottocutanei. La presenza di questo materiale nei Digitube® permette di evitare la formazione di calli e di dare sollievo quando le callosità sono già presenti.
- Grazie al loro ridotto spessore, si possono applicare contemporaneamente su dita vicine senza alcun fastidio.







MANUTENZIONE

- Lavare dopo l'uso, a mano, senza sfregare.
- Gettare e sostituire il dispositivo in presenza di fessurazioni nel gel o usura del tessuto.
- Lasciare asciugare naturalmente. Non stirare.

COMPOSIZIONE: 73% silicone, 27% poliammide/elastan.

In caso di dolore o di qualsiasi altra reazione anomala, contattare il medico. Eventuali incidenti gravi attinenti al prodotto devono essere segnalati al produttore e alle autorità sanitarie competenti.

La società MILLET Innovation declina ogni responsabilità in caso di utilizzo non conforme alle raccomandazioni del fabbricante. Il francese è la lingua di riferimento. Marcatura CE originale: 2001.

 Lavabile a mano.	 Non stirare e non tritare con vapore.	 Non lavare a secco.
 Non sottoporre a candeggio.	 Non asciugare in asciugatrice.	 LOT Vedere la confezione.

DIGITUBES® med Epithelium™

INDIKASJONER

Beskytter tær eller fingre, forebygger dannelse av liktørner eller blemmer samt lindrer smerter.

KONTRAINDIKASJONER

- Må ikke brukes på lesjoner i huden.
- For personer som lider av arteritt, diabetes, nevropati i bena eller ulcus: be lege eller fotterapeut om råd, og hold øye med foten din under bruk.

FORHOLDSREGLER VED BRUK

- Klipp en Digitube® i ønsket lengde med en saks.
- Fjern beskyttelsesfilmen som dekker gelen.
- Rull Digituben® til en ring og plasser den på tåen slik at Epithelium™ –gelen dekker området som skal beskyttes.

FUNKSJONER

- Epithelium™ er en silikongel med trykkavlastende egenskaper som er tilnærmet lik hudens subkutane vev. Silikongelen i Digitube® motvirker dannelsen av liktørner og lindrer smerten dersom hard hud allerede er dannet.
- Digitube®-beskyttelsen er så tynn at det er mulig å bruke på flere tilstøtende tær samtidig.







VEDLIKEHOLD

- Vask etter bruk. Vaskes for hånd uten å gni.
- Kasser og bytt ut produktet så snart det oppstår sprekker i gelen, eller hvis det er blitt skader på stoffet.
- La lufttørke. Må ikke strykes.

SAMMENSETNING: 73% silikon, 27% stoff av polyamid/elastan.

Hvis det oppstår smerter eller andre uvanlige reaksjoner, må du kontakte legen din. Avlorige hendelser i forbindelse med bruken av produktet skal man melde fra om, til produsenten og til den kompetente myndigheten.

Firmaet MILLET Innovation kan ikke holdes ansvarlig for bruk som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger. Fransk er referansespråket. Opprinnelig EU-merking: 2001.

 Kan vaskes for hånd.	 Må ikke strykes eller dampes.	 Må ikke tørkes i tørketrommel.
 Må ikke vaskes i klor eller klorox.	 Må ikke tørkes i maskin.	 LOT Se emballasjen.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ με Επιθήλιο

ΕΝΔΕΙΞΙΣ

Προστατεύουν τα δάχτυλα των ποδιών ή των χεριών, προλαμβάνουν κάλους και φουσκάλες και ανακουφίζουν από τον πόνο...

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΙΣ

- Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση αλλοιώσεων στο δέρμα.
- Περίπτωση ατόμων με αρτηρίτιδα, διαβήτη, νευροπάθεια των κάτω άκρων ή εξέλκωμα: ζητήστε συμβουλές από τον ιατρό ή τον ποδολόγο σας και στη συνέχεια παρακολουθείτε το πόδι σας κατά τη διάρκεια της χρήσης.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Κόψτε ένα Digitube® χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό ψαλίδι, στο μήκος που επιθυμείτε.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα που καλύπτει τη γέλη.
- Ενώστε τις άκρες του Digitube® έτσι ώστε να αποκτήσει κυλινδρικό σχήμα και τοποθετήστε το στο δάχτυλο του ποδιού, τοποθετώντας τη γέλη με Epithelium™ επάνω στην περιοχή που θέλετε να προστατεύσετε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ

- Το Epithelium™ είναι ένα επίθεμα γέλης σιλικόνης, του οποίου οι ιδιότητες κατανομής πιέσεων είναι παρόμοιες με αυτές του υποδόριου ιστού. Η παρουσία του συγκεκριμένου υλικού στα Digitubes® αποτρέπει τη δημιουργία κάλων, ενώ ανακουφίζει από τον πόνο όταν η επιδερμίδα είναι ήδη σκληρή.
- Καθώς είναι πολύ λεπτά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα Digitubes® ταυτόχρονα, σε παρακείμενα δάχτυλα.







ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πλύνετε μετά τη χρήση. Πλένετε στο χέρι, χωρίς τρίψιμο.
- Απορρίψτε το προϊόν και αντικαταστήστε το αν παρατηρήσετε ρωγμές εντός της γέλης ή βλάβες στο πλέγμα.
- Αφήστε να στεγνώσουν ελεύθερα. Μην σιδερώνετε.

ΣΥΝΘΕΣΗ: 73% σιλικόνη, 27% ύφασμα πολυαμιδίου/ελαστίνης.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό σας αν αισθανθείτε πόνο ή παρουσιάσετε κάποια ασυνήθιστη αντίδραση. Κάθε σοβαρό συμβάν που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Η εταιρεία MILLET Innovation δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο αντίθετο προς τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η γλώσσα αναφοράς είναι η γαλλική. Αρχική σήμανση C: 2001.

 Πλένεται στο χέρι.	 Δεν σιδερώνεται, ούτε και με ατμό.	 Δεν επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα.
 Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό.	 Δεν στεγνώνεται στο στεγνωτήριο.	 LOT Δείτε συσκευασία.