



ALMOFADAS DISCRETAS com Epithelium 26®

INDICAÇÕES

Envelhecimento da camada plantar, calos, posições de pé prolongadas.

CONTRA-INDICAÇÕES

- Não utilizar sobre uma lesão cutânea.
- No caso de pessoas que sofrem de arterite, diabetes, neuropatia dos membros inferiores ou úlceras varicosas: nunca devem utilizar o produto sobre uma ferida, vigiando o pé durante a utilização e, em qualquer caso, pedir aconselhamento ao seu médico ou podologista.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

- Lavar antes da 1ª utilização.
- Determinar previamente, qual das almofadas corresponde ao pé direito e qual corresponde ao pé esquerdo. Para tal, coloque o par de almofadas à sua frente: o tecido impresso com a inscrição Epithelium26® deve estar na parte superior, com o texto no local. Quando as colocar lado a lado, se as 2 almofadas estiverem bem posicionadas (a direita, no pé direito e a esquerda, no pé esquerdo) deve haver um espaço na sua base, que forma um triângulo (ver imagem em cima). Senão, basta invertê-las.
- Retirar a película protetora do adesivo de dupla face, que se encontra na parte de trás das almofadas.
- Colocar as almofadas nos seus sapatos, na zona mais larga, da parte da frente. As almofadas estão um pouco em viés, conforme pode verificar no esquema em cima.

CONSERVAÇÃO

- Lavar após utilização. Pode lavar as almofadas na máquina a 30°C e mudar o adesivo. Neste caso, deixe as suas almofadas secarem naturalmente e mude o adesivo.
- Descarte e substitua o dispositivo, caso ocorram danos no tecido ou nas costuras.

COMPOSIÇÃO: 81% silicone, 19% de tecido em poliamida/elastano.

Em caso de dor ou qualquer outra reação fora do normal, consulte o seu médico. Quaisquer incidentes graves envolvendo o dispositivo, devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente.

A empresa "MILLET Innovation", não pode ser responsabilizada no caso de utilização que não esteja em conformidade com as recomendações do fabricante. El idioma de referencia es el francés. Marcado CE inicial: 2005.



Lavável à máquina a 30°C.



Não passar a ferro.



Não limpar a seco.

LOT Ver embalagem.



Lavable a máquina a 30°C.



No planchar, ni secar a vapor.

LOT Ver embalaje.



No lavar en seco.

LOT Ver embalaje.



Kan vaskes i maskine ved 30°C.

LOT Ver emballagen.



Tåler ikke stryknng eller damp.

LOT Se emballagen.



Tåler ikke kemisk rensning.

LOT Se emballagen.



KUDDAR FÖR SOMMARBRUK med Epithelium 26®

ANVISNINGAR

Vid åldersbetingade förändringar i fotsulans fettkuddar, valkar, längre tids stående.

VARNINGSTEXT

- Får inte användas på skadad hud.
- Valtimotulehdus, diabetes, alaraajojen neuropatia tai säärihaava. Älä koskaan aseta tuotetta haavan päälle. Tarkkaile jalkaa käytön aikana ja kysy aina neuvoa lääkäritäsi tai jalcojenhoidon asiantuntijalta.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Bör tvättas innan den första användningen.
- Bär kuddarna direkt mot huden för största bekvämlighet.
- Skilj på kuddar för höger och vänster fot. Placera de bägge kuddarna framför dig: den tryckta väven med orden Epithelium 26® ska veta uppåt med texten rättläst. Om du lagt de bägge kuddarna i rätt läge brevid varandra (höger kudde till höger och vänster kudde till vänster) bildar basen en triangel (se figur). Låt i annat fall kuddarna byta plats.
- Ta bort skyddsfilmen från den dubbelsidiga självhäftande tejpens kuddarnas baksida.
- Placera kuddarna i dina skor, i det bredaste området fram. Kuddarna ligger då lite snett, som på bilden.

UNDERHÅLL

- Tvätta efter användning. Maskintvätta kuddarna i 30°C och byt ut tejpens. Låt i så fall kuddarna självtorka och byt sedan ut tejpens.
- Kassera genast och ersätt med ny produkt om det uppstår skador på material eller sömmar.

SAMMANSÄTTNING: 81% silikon, 19% polyamid-/elastanväv.

Kontakta läkare vid smärta eller annan ovanlig reaktion. Alla allvariga incidenter med produkten måste rapporteras till tillverkaren och inköpsställe. Företaget MILLET Innovation kan inte ställas till svars om tillverkarens användningsråd inte följs. Referensspråk är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2005.



Kan maskintvättas i 30°C.

LOT Använd inte blekmedel.



Får inte strykas eller ångas.

LOT Tå inte torktumlning.



Får inte kemtvättas.

LOT Se förpackningen.



KESÄTYNYT Epithelium 26®

KÄYTTÖAIHEET

Päkiän ikääntyminen, kovettumat ja känsät.

KÄYTÖN VASTA-AIHEET

- Älä käytä haavaisella tai vahingoittuneella iholla.
- Valtimotulehdus, diabetes, alaraajojen neuropatia tai säärihaava. Älä koskaan aseta tuotetta haavan päälle. Tarkkaile jalkaa käytön aikana ja kysy aina neuvoa lääkäritäsi tai jalcojenhoidon asiantuntijalta.

VAROTOIMENPITEET

- Pestävä ennen käyttöönottoa.
- Käytä ihoa vasten, jotta mukavuus olisi mahdollisimman suuri.
- Päättää ensin, kumpi on oikean ja vasemman jalan tyyny. Laita tyynyt tätä varten eteesi: kankaaseen painetun tekstiin Epithelium 26® tulee olla ylöspäin. Kun laitat ne vierekkäin ja tyynyt ovat oikeassa asennossa (oikea oikealla puolella ja vasen vasemmalla puolella), sinun tulee nähdä kolmionmuotoinen väli niiden alaosassa (katso oheista kuvaa). Jos näin ei ole, ne tulee vaihtaa keskenään.
- Poista kaksipuolisen liimanauhan suojakalvo, joka sijaitsee tyynyjen selkäpuolella.
- Laita tyynyt kenkiin leveimpään kohtaan niiden etuosaan. Tyynyt ovat hieman sivuttain, kuten oheisessa valokuvassa näkyy.

HOITO

- Pese käytön jälkeen. Voit pestä tyynyt koneessa 30°C:ssa ja vaihtaa liimanauhan. Pestäessä tyynyjen tulee antaa kuivua luonnollisesti ja niihin tulee vaihtaa liimanauha.
- Hävitä heti laite ja vaihda se uuteen, jos kankaassa tai saumoissa näkyy vaurioita.

KOOSTUMUS: 81% silikonia, 19% polyamidi-/elastaanikangasta.

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee kipua tai jokin muu epätavallinen reaktio. Kaikista laitteeseen liittyvistä merkittävistä tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja asianmukaisesti viranseuranomaiselle.

MILLET Innovation ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden laiminlyönnistä. Ranskan on viitattu kielii. Alkuperäinen CE-merkintä: 2005.



Konepesu 30°C.

LOT Ei klooria.



Ei silytystä tai höyryä.

LOT Ei koneellista kuivausta.



Ei kuivauspuusaa.

LOT Katso pakkausta.



COUSSINETS DISCRETS à l'Epithelium 26®

INDICATIONS

Vieillessement du capiton plantaire, durillons, station debout prolongée.

CONTRE INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.
- Cas des personnes souffrant d'artérite, de diabète, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères variqueux : ne jamais utiliser le produit sur une plaie, surveiller le pied pendant l'utilisation et en cas de doute demander conseil à votre médecin ou podologue.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Laver avant la 1^{ère} utilisation.
- Portez-les à même la peau pour un confort optimal.
- Déterminez préalablement le pied droit et le pied gauche. Pour cela, placez la paire de coussinets face à vous : le tissu imprimé avec l'inscription Epithelium 26® doit se trouver sur le dessus avec le texte à l'endroit. Lorsque vous les mettez côte-à-côte, si les 2 coussinets sont bien positionnés (le droit à droite et le gauche à gauche) vous devez observer un espace à leur base formant un triangle (voir ci-contre). Sinon intervertissez-les.
- Otez le film protecteur de l'adhésif double face qui se trouve au dos des coussinets.
- Positionnez les coussinets dans vos chaussures, dans la zone la plus large de l'avant. Les coussinets se trouvent alors un peu en biais, comme sur la photo ci-dessus.

ENTRETIEN

- Laver après utilisation. Vous pouvez laver vos coussinets en machine à 30°C et changer l'adhésif. Dans ce cas, laissez sécher vos coussinets naturellement et changer l'adhésif.
- Jeter et remplacer vos coussinets dès l'apparition de dégradation du tissu ou des coutures.

COMPOSITION : 81 % silicone, 19 % tissu polyamide/élasthanne.

En cas de douleurs ou de toute autre réaction inhabituelle, contacter votre médecin. Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de santé.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2005.

Réf. 10775-K - 06/2023



MILLET Innovation ZA Champgrand 26270 Lorient/Drôme - FRANCE contact@epitact.com www.epitact.com

ENGLISH



DISCREET CUSHIONS with Epithelium 26®

INDICATIONS

Thin or hard plantar tissue due to ageing, calluses, extended standing.

CONTRA-INDICATIONS

- Do not use on a skin lesion.
- For persons suffering from arteritis ,diabetes, neuropathy of the lower limbs or varicose ulcers: keep a close check on the foot and in case of doubt, consult your doctor or your chiropodist.

PRECAUTIONS FOR USE

- Wash before first use.
- Place them directly on the skin for optimal comfort.
- To determine the correct side, right from left, place the cushions in front of you, making sure the printing is right, side up. A space at the base forming a triangle will confirm that both cushions are positioned correctly and ready to be inserted in your shoes. Otherwise, reverse them.
- Remove the protective film from the double-sided tape found on the back of the cushions.
- Position the cushions in your shoes, in the widest area. The cushions will be slightly slanting, as shown here.

CLEANING

- Wash after use. You may machine-wash your cushions (30°C) and change the adhesive. If you do so, let the cushions air-dry and change the adhesive strip.
- Discard and replace the device as soon as fabric or seam damages occur.

COMPOSITION: 81% silicone, 19% polyamide/elastane fabric.

In case of pain or any other unusual reaction, contact your doctor. Any major incidents involving the device must be reported to the manufacturer and the relevant health authority.

Millet Innovation cannot be held responsible for failure to use the product in accordance with the manufacturer's recommendations. French is the reference language. CE initial marking: 2005.

Machine washable at 30°C.	Do not iron or steam.	Do not dry clean.
Do not bleach.	Do not tumble-dry.	See packaging.

NEDERLANDS



DISCRETE KUSSENTJES met Epithelium 26®

INDICATIES

Veroudering van het voetpolster, eeltplekken, langdurige staande houding.

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken op een huidletsel.
- Bij personen die lijden aan artritis, diabetes, een neuropathie van de onderste ledematen of spataderen: gebruik het product nooit op een wond, houd de voet in de gaten tijdens het gebruik en vraag altijd advies aan uw arts of podoloog.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Wassen vóór 1ste gebruik.
- Zorg voor rechtstreeks contact tussen huid en zool voor opti-maal comfort.
- Bepaal van te voren de rechter- en linkervoet. Ga hiervoor voor de twee zolen staan: de bedrukte stof met het opschrift Epithelium 26® moet met de goede zijde naar boven wijzen. Leg de zolen naast elkaar en controleer of deze goed liggen (de rechterzool rechts en de linker links); aan de onderkant moet zich een driehoekige ruimte vormen (zie hiernaast). Als dit niet klopt, verwissel dan de zolen.
- Verwijder de dubbelzijdige, zelfklevende beschermingsfolie van de achterkant van de zolen.
- Plaats de zolen in uw schoenen, met het breedste deel naar voren. De zolen liggen dan een beetje dwars, zoals aangegeven op de foto hiernaast.

ONDERHOUD

- Na gebruik wassen. De zolen kunnen in de wasmachine op 30°C worden gewassen. Tevens kan de zelfklevende folie worden vervangen. Laat daartoe de zolen vanzelf drogen en vervang de zelfklevende folie.
- Vervang het product zodra het textiel of de naden slijtage vertonen.

SAMENSTELLING: 81% siliconen, 19% polyamide/elasthaan weefsel.

Bij pijn of andere ongebruikelijke reacties, neem contact op met uw arts. Elk ernstig incident dat verband houdt met het product moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde gezondheidsautoriteit.

MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruikadvies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2005.

Machine wasbaar op 30°C.	Niet strijken, geen stoom.	Geen droogkuis.
Niet bleken.	Niet drogen in de droogtrommel.	Zie verpakking.

DEUTSCH



DISKRETE KISSEN mit Epithelium 26®

INDIKATION

Alterung des Fußsohlenpolsters, Schwielen, langes Stehen.

GEGENANZEIGEN

- Nicht über einer Hautverletzung tragen.
- Vorgehen bei Personen, die an Arterienentzündung, an Diabetes, Nervenerkrankungen der unteren Gliedmaßen oder Ulcus varicosum leiden: Das Produkt niemals auf einer Wunde benutzen, den Fuß während der Anwendung beobachten und in allen Fällen einen Arzt oder Fußorthopäden befragen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vor der ersten Anwendung waschen.
- Für optimalen Komfort direkt auf der Haut tragen.
- Stellen Sie zunächst fest, welches Schutzpolster für den linken und welches für den rechten Fuß vorgesehen ist. Legen Sie dazu die beiden Polster vor sich hin: dabei muss sich der bedruckte Stoff mit dem Aufdruck Epithelium 26® oben befinden und der Text richtig herum lesbar sein. Wenn Sie die Polster nebeneinander legen, erkennen Sie, wenn die 2 Schutzpolster richtig liegen (das rechte rechts und das linke links), an der Basis eine Dreiecksform (siehe nebenstehende Abbildung). Wenn nicht, vertauschen Sie die beiden Polster.
- Nehmen Sie den Schutzfilm des doppelseitigen Klebandes auf der Rückseite der Polster ab.
- Legen Sie die Schutzpolster vorne an der breitesten Stelle in Ihre Schuhe. Die Polster liegen nun etwas schräg wie auf nebenstehendem Photo.

REINIGUNG

- Nach Gebrauch waschen. Sie können die Schutzpolster bei 30°C in der Maschine waschen und den Klebstreifen wechseln. Lassen Sie in diesem Fall die Schutzpflaster an der Luft trocknen und wechseln Sie den Klebstreifen.
- Das Produkt entsorgen und ersetzen, sobald eine Abnutzung des Gewebes oder der Nähte auftritt.

ZUSAMMENSETZUNG: 81% Silikon, 19% Polyamid/Elasthan.

Bei Schmerzen oder einer anderen ungewöhnlichen Reaktion wenden Sie sich an Ihren Arzt. Schwere Zwischenfälle, die in Zusammenhang mit dem Produkt stehen, sind dem Hersteller und der zuständigen Gesundheitsbehörde zu melden.

Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2005.

Maschinenwäsche 30°C.	Nicht bügeln (kein Dampf).	Nicht chemisch reinigen.
Bleichen mit Chlor nicht erlaubt.	Nicht maschinenrocknen.	Siehe Verpackung.

ITALIANO



CUSCINETTI ESTIVI con Epithelium 26®

INDICAZIONI

Invecchiamento del capitone plantare, duroni, posizione in piedi prolungata.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare su una lesione cutanea.
- Per le persone che soffrono di artrite, diabete, neuropatia degli arti inferiori o ulcere varicose: non usare MAI il prodotto su una lesione, controllare il piede durante l'uso ed in tutti i casi chiedere il parere del proprio medico o del podologo.

MISURE PRECAUZIONALI

- Lavare prima del primo utilizzo.
- Portarli direttamente sulla pelle per un comfort ottimale.
- Stabilire prima qual è il piede destro e il sinistro. Per fare questo sistemare il paio di cuscinetti davanti a sé: il tessuto stampato con la scritta Epithelium 26® deve trovarsi sulla parte superiore con il testo diritto. Mettendoli uno di fianco all'altro, se i due cuscinetti sono correttamente sistemati (il destro a destra e il sinistro a sinistra) si deve osservare alla base uno spazio che forma un triangolo (vedi a fianco). Se non è così, bisogna invertirli.
- Togliere la pellicola protettiva dell'adesivo double-face che si trova sul retro dei cuscinetti.
- Posizionare i cuscinetti nella calzatura, nella zona più larga dell'avampiede. I cuscinetti si trovano un po' angolati, come nella foto a fianco.

MANUTENZIONE

- Lavare dopo l'uso. Lavare i cuscinetti in lavatrice a 30°C e cambiare l'adesivo. In questo caso, lasciare asciugare i cuscinetti naturalmente e sostituire l'adesivo.
- Gettare e sostituire il dispositivo in presenza di danni a tessuto o cuciture.

COMPOSIZIONE: 81% silicone, 19% poliammide/elastan.

In caso di dolore o di qualsiasi altra reazione anomala, contattare il medico. Eventuali incidenti gravi attinenti al prodotto devono essere segnalati al produttore e alle autorità sanitarie competenti.

La società MILLET Innovation declina ogni responsabilità in caso di utilizzo non conforme alle raccomandazioni del fabbricante. Il francese è la lingua di riferimento. Marcatura CE originale: 2005.

Lavabile in lavatrice a 30°C.	Non stirare e non trattare con vapore.	Non lavare a secco.
Non sottoporre a candeggio.	Non asciugare in asciugatrice.	Vedere la confezione.

NORSK



ENKELTSTÅENDE INNLEGG med Epithelium 26®

INDIKASJONER

Aldring av fotsålen, hard hud, for lang tid i stående tilstand.

KONTRAIKASJONER

- Må ikke brukes på lesjoner i huden.
- Personer med artritt, diabetes, nevropati i beina eller varikøse sår: Aldri bruk produktet på et sår, hold øye med foten under bruk, og søk råd hos din egen lege eller fotpleier hvis du er i tvil.

FORHOLDSREGLER VED BRUK

- Må vaskes før bruk.
- Anvendes direkte på huden for optimal komfort.
- Fastslå først hvilket innlegg som hører til høyre og venstre fot. For å gjøre dette, plasser de to innleggene foran deg: Stoffet som er påtrykt inskripsjonen Epithelium 26® skal være på oversiden med teksten på rettsiden. Når du plasserer dem ved siden av hverandre, vil det mellom de to innleggene, dersom de er lagt riktig (det høye til høyre og det venstre til venstre), være et mellomrom nederst, formet som et trekant (se motsatt side). Hvis ikke, så bytt om på dem.
- Ta av beskyttelsesfilmen på det dobbeltsidede plasteret på baksiden av innleggene.
- Plasser innleggene i skoene dine, i det bredeste området forrest i skoene. Innleggene ligger dermed litt skrått, som på bildet ovenfor.

VEDLIKEHOLD

- Vask etter bruk. Innleggene kan maskinvaskes på 30°C, og plasteret kan skiftes. Etter vask, la innleggene lufttørke og skift plasteret.
- Kasser og bytt ut produktet straks hvis det er blitt skader på stoffet eller på sømmene.

SAMMENSETNING: 81% silikon, 19% stoff av polyamid/elastan.

Hvis det oppstår smerter eller andre uvanlige reaksjoner, må du kontakte legen din. Alvorlige hendelser i forbindelse med bruken av produktet skal man melde fra om, til produsenten og til den kompetente myndigheten.

Firmaet MILLET Innovation kan ikke holdes ansvarlig for bruk som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger. Fransk er referansespråket. Opprinnelig EU-merking: 2005.

Kan vaskes i maskin ved 30°C.	Må ikke strykes eller dampes.	Må ikke tørkes i tørketrommel.
Må ikke vaskes i klor eller klore.	Må ikke tørkes i maskin.	Se emballasjen.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ με Epithelium 26®

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Βαθμιαία μείωση της στοιβάδας του πέλματος, κάλοι, παρατεταμένη ορθοστασία.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση αλλοιώσεων στο δέρμα.
- Για άτομα που πάσχουν από αρτηρίτιδα, διαβήτη, νευροπάθεια των κάτω άκρων ή κιρσώδη έλκη: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν επάνω σε πληγή, να παρακολουθείτε το πόδι κατά τη χρήση και σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον ποδίατρό σας.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Να πλυθεί πριν από την 1η χρήση.
- Να τα φοράτε απευθείας επάνω στο δέρμα για μεγαλύτερη άνεση.
- Ελέγξτε προηγουμένως ποιά είναι για το δεξί πόδι και ποια για το αριστερό. Τοποθετήστε το ζεύγος των μαξιλαριών απέναντί σας: το ύφασμα πάνω στο οποίο είναι τυπωμένη η επιγραφή Epithelium 26® πρέπει να είναι με το κείμενο στραμμένο προς τα πάνω. Όταν τα δύο μαξιλαράκια είναι τοποθετημένα σωστά το ένα δίπλα στο άλλο (το δεξί στα δεξιά και το αριστερό στα αριστερά), θα πρέπει να φαίνεται στη βάση του ένα κενό με τριγωνικό σχήμα (δείτε δίπλα). Εάν όχι, τοποθετήστε τα αντίθετα.
- Αποκολλήστε την προστατευτική μεμβράνη της αυτοκόλλητης επιφάνειας διπλής όψης στην πίσω πλευρά του κάθε μαξιλαριού.
- Τοποθετήστε τα μαξιλαράκια μέσα στα παπούτσια, στο πλατύτερο μπροστινό μέρος. Έτσι τα μαξιλαράκια θα έχουν μια ελαφρά κλίση, όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πλύνετε μετά τη χρήση. Μπορείτε να πλένετε τα μαξιλαράκια στο πλυντήριο στους 30° C και να αλλάζετε το αυτοκόλλητο. Αφήστε τα μαξιλαράκια να στεγνώσουν ελεύθερα και αλλάξτε το αυτοκόλλητο.
- Απορρίψτε το προϊόν και αντικαταστήστε το αν παρατηρήσετε βλάβη στο πλέγμα ή τις ραφές.

ΣΥΝΘΕΣΗ: 81% σιλκόν, 19% ύφασμα πολυαμιδίου/ελαστίνης.

Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας αν αισθανθείτε πόνο ή παρουσιάσετε κάποια ασυνήθιστη αντίδραση. Κάθε σοβαρό συμβάν που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Η εταιρεία MILLET Innovation δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο αντίθετο προς τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η γλώσσα αναφοράς είναι η γαλλική. Αρχική σήμανση C: 2005.

Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C.	Δεν αιδεώνεται, δεν σιδεύεται.	Δεν επιτρέπεται το στεγνό καθαρισμό.
Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό.	Δεν στεγνώνει στο στεγνωτήριο.	Δείτε συσκευασία.